


# 音波式電動歯ブラシの 交換用ブラシ

KB-305

ドリテック音波式電動歯ブラシ  
品番：TB-304/305/306 にご使用ください



約3ヶ月を目安として交換することをおすすめします。

また、3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換の時期です。

※ブラシの交換は電動歯ブラシの取扱説明書に従って行ってください。

※他の製品に付けて使用しないでください。

適用機種	TB-304 TB-305 TB-306
耐熱温度	70℃
毛のかたさ	やわらかめ

品質表示

柄：ABS樹脂  
毛：ナイロン



台紙



パック：PET

品名	音波式電動歯ブラシ交換用ブラシ	
品番	KB-305	MADE IN CHINA
<b>KB-305WT</b>		
4 536117 014709		

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL：http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター



**0120-875-019**

(受付時間：月～金10：00～12：00，

13：00～16：00

祝祭日および当社指定休日を除く)

※ミシン目にそって開けてください。